

AC Information necessary for safe use

Document title	AC Information necessary for safe use
Document version	4
Document revision	3
Writer	Oskari Koskimies
Reviewer	Samppa Savonen
Approver	Tuomas Mäkynen
Last modified date	Aug, 26 2025, 18:37
Last modified by	Oskari Koskimies
Template version	1
Status	APPROVED Sep-02-2025, 13:56

1. Table of content

- [1. Table of content](#)
- [2. References](#)
 - [2.1. Internal references](#)
 - [2.2. Citation table](#)
- [3. Information necessary for safe use](#)
- [4. Warnings](#)
- [5. Varoitukset](#)
- [6. Varningar](#)

2. References

2.1. Internal references

ID	Internal References	Space key
----	---------------------	-----------

2.2. Citation table

ID	Cited By	Space key
----	----------	-----------

3. Information necessary for safe use

The warnings relevant to healthcare professionals using the Client System are considered information necessary for safe use. They are provided below in English, Finnish and Swedish languages. The Client System **MUST** display these warnings to all users. If the Client System supports other languages, you **MUST** obtain official translations from Orla DTx for the supported languages before using the Asthma Calculator in production.

4. Warnings

If you have any questions about the warnings in this section, please contact Orla DTx technical support using the contact information below.

WARNING: While every effort has been made to ensure the accuracy of calculation results, the possibility of software error cannot be completely ruled out. Data should not be used as a sole means for determining the patient diagnosis.

WARNING: If the Asthma Calculator reports an error that you are not able to correct, or fails to provide results, please contact Orla DTx technical support using the contact information below.

WARNING: Use of the results provided by the Asthma Calculator is not recommended for diagnosing patients below 12 years of age.

WARNING: PEF EU reference value calculation is not suitable for patients below 15 years of age, or above 85 years of age.

Orla DTx Oy
Mikonkatu 8, 9th floor
00100 Helsinki
Finland

Email: ammattilaistuki@orladtx.com

Phone: +358 50 448 5049

5. Varoitukset

Jos sinulla on kysyttävää tämän osion varoituksista, ota yhteyttä Orla DTx tekniseen tukeen alla olevien yhteystietojen avulla.

VAROITUS: Vaikka ohjelmiston virheettömyys on pyritty varmistamaan, ohjelmistovirheen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Järjestelmän tuottamia tietoja ei tule käyttää ainoana

menetelmänä potilaan diagnoosin määrittämiseen.

VAROITUS: Jos Asthma Calculator -kirjasto ilmoittaa virheestä, jota et pysty korjaamaan, tai jos se ei tuota laskentatuloksia, ota yhteyttä Orla DTx tekniseen tukeen alla olevien yhteystietojen avulla.

VAROITUS: Asthma Calculator -kirjaston tuottamia tuloksia ei suositella käytettäväksi alle 12-vuotiaiden potilaiden diagnosointiin.

VAROITUS: PEF EU-viitearvolaskenta ei sovellu alle 15-vuotiaille tai yli 85-vuotiaille potilaille.

Orla DTx Oy
Mikonkatu 8, 9. kerros
00100 Helsinki
Finland

Sähköposti: ammattilaistuki@orladtx.com

Puhelin: +358 50 448 5049

6. Varningar

Om du har frågor gällande varningarna i detta avsnitt, vänligen kontakta Orla DTx tekniska support med hjälp av kontaktinformationen nedan.

VARNING: Trots att alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av beräkningsresultaten, kan möjligheten för programvarufel inte helt uteslutas. Resultaten som tillhandahålls av Asthma Calculator -biblioteket bör inte användas som den enda grunden för att bestämma patientens diagnos.

VARNING: Om Asthma Calculator -biblioteket rapporterar ett fel som du inte kan åtgärda, eller om biblioteket inte ger något resultat, vänligen kontakta Orla DTx tekniska support med hjälp av kontaktinformationen nedan.

VARNING: Användning av resultaten som tillhandahålls av Asthma Calculator -biblioteket rekommenderas inte för diagnos av patienter under 12 år.

VARNING: PEF EU-referensvärdesberäkning är inte lämplig för patienter under 15 år eller över 85 år.

Orla DTx Oy
Mikaelsgatan 8, 9. våningen
00100 Helsingfors
Finland

E-post: ammattilaistuki@orladtx.com

Telefon: +358 50 448 5049